

Laserový hrebeň na zlepšenie rastu vlasov

Kozmetický prístroj s RF, EMS, laserom a fotónmi pre zdravie vlasov



Pred prvým použitím si prečítajte tejto návod na použitie.

FUNKCIE

- EMS (mikroprúd)
- Rádiofrekvencia RF
- LED
- Laser

ČASTI PRÍSTROJA

1. Stojan na nabíjanie
2. Dierka na nabíjanie cez stojan na vloženie káblíka
3. USB kábel
4. Vodivá kovová hlavica
5. LED panel - LCD obrazovka
6. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie ON/OFF
7. Tlačidlá na výber funkcií PHOTON
8. Kontrolka nabíjania

OPERAČNÉ INŠTRUKCIE

1. Nabíjanie: Nabíjajte prístroj 3 hodiny pred prvým použitím. Na nabíjanie vložte USB kábel do otvoru na zadnej strane stojana a druhú časť do nabíjačky na USB. Na rúčke v dolnej časti sa nachádza indikátor nabíjania. Počas nabíjania sa indikátor rozsvieti na červeno a keď je prístroj úplne nabitý, tak sa indikátor rozsvieti na zeleno.
2. Stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie prístroja.
3. Prístroj sa ovláda dvoma tlačidlami. Tlačidlom ON/OFF nastavíte funkciu EMS a RF. Tlačidlom PHOTON nastavíte fotónovú funkciu (svetlo) a masáž.
4. Po zapnutí prístroja: Prvé stlačenie ON/OFF spustí EMS a RF s najnižšou intenzitou – na LED displeji blikajú 4 paličky. Opätovným stlačením ON/OFF zvýšite intenzitu a na LED displeji bliká 5 paličiek. Opätovným stlačením ON/OFF zvýšite intenzitu na maximum a na LED displeji bliká 6 paličiek. Opätovným stlačením ON/OFF prístroj vypnete.
5. Po zapnutí prístroja: Prvé stlačenie PHOTON spustí masáž– na LED displeji svieti NURSE. Opätovným stlačením PHOTON sa spustí fotónová terapia laserovým svetlom. Opätovným stlačením PHOTON sa spustí fotónová terapia LED svetlom. Opätovným stlačením PHOTON sa spustí fotónová terapia laserovým aj LED svetlom súčasne.
6. Funkcie môžete aj kombinovať. Najskôr si navolíte intenzitu EMS a RF tlačidlom ON/OFF a následne si nastavíte fotónovú terapiu alebo masáž tlačidlom PHOTON.
7. Dlhým podržaním ON/OFF prístroj vypnete.

ŠPECIFIKÁCIA

Názov: Mikroprúdový a laserový hrebeň s RF a masážou

Napájanie: AC100-240V, 50/60Hz

Výkon: 3W

Vlnová dĺžka:630-650nm

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pred prvým použitím si preštudujte návod na použitie.
2. Postupujte podľa inštrukcií v tomto návode.
3. Prístroj neotvárajte ani neopravujte. V prípade potreby kontaktujte vášho predajcu.
4. Používajte prístroj na účely opísané v tejto príručke.

5. Neuskladňujte prístroj na horúcich a vlhkých miestach napr. na priamom slnku, pri ohni, v kúpeľni atď. Aby ste zabránili elektrickému šoku, uskladňujte prístroj na bezpečných miestach.
6. Neuskladňujte prístroj vo vlhkých podmienkach, aby ste zabránili poškodeniu prístroja, elektrickému šoku, alebo ohňu.
7. Udržujte prístroj ďaleko od detí a ľudí, ktorí nie sú schopní porozumieť tomuto návodu. Prístroj smie byť používaný iba osobami nad 18 rokov, alebo pod dozorom dospelšej osoby.
8. Uskladňujte prístroj mimo dosahu detí.
9. Kontraindikácie prístroja: tehotenstvo, vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia, onkologické ochorenia.
10. Kontraindikácie na svetlo: citlivosť na svetlo, intolerancia na svetlo.

Upozornenie: Nesviette si svetlom do očí, aby ste si nepoškodili zrak!

POPIS FUNKCIÍ

Laserové svetlo s nízkou intenzitou pomáha zlepšiť cirkuláciu a metabolizmus. Zlepšuje sa výživa v ožarovanej oblasti, a aj detoxikačné funkcie buniek – odvod odpadov.

Laserové svetlo pomáha stimulovať rast vlasov tým, že stimuluje vlasové folikuly. Pomáha zlepšovať imunitu, a aktivuje samo-regeneračné mechanizmy v ožarovanej oblasti.

Laserové svetlo pomáha zlepšiť funkcie mazových žliaz v ožarovanie oblasti, dochádza k normalizácii ich funkcií, čo môže redukovať vypadávanie vlasov.

Laserové svetlo cez tieto mechanizmy pomáha zlepšiť kvalitu vlasov, ich hustotu a lesk.

EMS (MIKROPRÚD) a RF sú funkcie, ktoré pomáhajú otvoriť póry, stimulujú vlasový folikul, čím sa zlepší výživa a detoxikácia.

Červené LED svetlo pomáha zlepšiť metabolizmus a regeneráciu.

Kombinácia týchto funkcií je vhodná pre zlepšenie cirkulácie (krvného obehu) v danej oblasti, vlasové folikuly sú stimulované, lepšie vyživované, oksyličované a zároveň sa zlepšujú aj detoxikačné mechanizmy týchto buniek, čím sa zlepšia celkové regeneračné vlastnosti kožných buniek a vlasových folikul – pre celkové zlepšenie kvality, hustoty a rýchlosti rastu vlasov a zamedzenia rýchleho vypadávania vlasov.

SKLADOVANIE

Po použití prístroj suchou handričkou utrite a uložte ho na bezpečné miesto. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

Importér:

Yalong Trade s.r.o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: 0907 173 910

[www. hyaluron.sk](http://www.hyaluron.sk)

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*