



Prístroj s RF, EMS a fotónmi pre krásnu pleť (5 funkcií - biely)

Mikroprúdová žehlička na pleť BP9905

NÁVOD NA POUŽITIE

Beauty®
Biowave

NÁVOD NA POUŽITIE

- Dodáva výživné látky
- Spevňuje pleť
- Lifting pleti
- Bojuje proti vráskam
- Odstraňuje akné, pigmenty a poškodenia pleti
- Vhodný prístroj pre okolie očí, tváre, krku a tela

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, odporúčame si prečítať návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať, a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Technická Špecifikácia

Meno:	RF, EMS prístroj na ošetrovanie pleti
Model:	9902
Vstup:	DC 5 V (500mA)
Batéria:	850mAh
Výkon:	Max. 10 W
Nabíjanie:	3 hodiny
Výdrž:	40 dní
Čas jednej aplikácie:	10 minút
Váha:	220 g

Prístroj je elektrické zariadenie.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a optické úpravy.

BALENIE OBSAHUJE:

Stojan na nabíjanie, USB kábel, kozmetický prístroj

Bezpečnostné upozornenia

1. Pred prvým použitím si preštudujte návod na použitie.
2. Postupujte podľa inštrukcií v tomto návode.
3. Prístroj neotvárajte ani neopravujte. V prípade potreby kontaktujte vášho predajcu.
4. Používajte prístroj na účely opísané v tejto príručke.
5. Neuskladňujte prístroj na horúcich a vlhkých miestach napr. na priamom slnku, pri ohni, v kúpeľni atď. Aby ste zabránili elektrickému šoku, uskladňujte prístroj na bezpečných miestach.
6. Neuskladňujte prístroj vo vlhkých podmienkach, aby ste zabránili pokazeniu prístroja, elektrickému šoku, alebo ohňu.

7. Udržiavajte prístroj ďaleko od detí a ľudí, ktorí nie sú schopní porozumieť tomuto návodu. Prístroj smie byť používaný iba osobami nad 18 rokov, alebo pod dozorom dospelšej osoby.
8. Uskladňujte prístroj mimo dosahu detí.
9. Kontraindikácie prístroja: tehotenstvo, vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia
10. Kontraindikácie na svetlo: citlivosť na svetlo, intolerancia na svetlo

VAROVANIE

- V prípade nezvyčajných horúcich dní prosím nepoužívajte prístroj na zamedzenie poruchy, alebo poškodenia.
- Nepohadzujte prístrojom a snažte sa zabrániť pádom.
- Používajte kozmetické sérum, alebo gél počas každej aplikácie.
- Nepoužívajte, ak prístroj, alebo konektor je poškodený.
- Kontraindikácie: ochorenia srdca, teplota, horúčka, rakovina, otvorené rany, akútne choroby, hypotenzia, hypertenzia, strojček na srdci, umelé srdce, umelé pľúca, počas aktívnej fázy choroby, počas zdravotného ošetrenia, ochorenia kože, popáleniny, spálenie slnkom, prílišná precitlivosť, apatia

Časti prístroja

1. Stojan na nabíjanie
2. Dierka na nabíjanie cez stojan na vloženie káblíka
3. USB kábel
4. Vodivá kovová hlavica
5. LED panel
6. LCD obrazovka
7. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
8. Tlačidlá na výber LED
9. Kontrolka nabíjania

Úvod

Časom pokožka stráca svoju elasticitu a pevnosť a má tendenciu tvoriť vrásky. Pokožka je denne-denne vystavovaná slnku, externým faktorom a každodennému stresu. Takisto za stav našej pleti je zodpovedná aj genetika.

Použitie kozmetických prípravkov pomáha udržiavaniu zdravej pleti, avšak len povrchovo. Prístroje na pleť dokážu priniesť lepšiu vstrebateľnosť prípravkov, ale zároveň aj stimulujú tvorbu kolagénu a kyseliny hyaluronovej.

Rada: Použitie kvalitných pleťových sér a gélov je nutnosťou na zabezpečenie správnej hydratácie pleti. Následne aplikujte pleťový ochranný krém.

PRÍSTROJ PRINÁŠA:

- Zjemnenie hlbších vrások
- Vyhľadanie jemných vrások
- Zlepšuje stav pleti
- Zamedzenie resp. spomalenie starnutia pleti
- Pomáha pri akné
- Pomáha pri začervenaní pleti
- Pomáha pri problémoch s pigmentáciou

Pred ošetrením pleti žehličkou na pleť:

Pred ošetrením žehličkou je potrebné mať pleť dôkladne odličенú.

1. KROK - Pokiaľ máte make-up, odstráňte make-up odličovačom alebo čistiacim mliekom. V prvom kroku nepoužívate žehličku na pleť.

2. KROK - Vyčistite si pleť tonikom alebo micelárnou pleťovou vodou, aby ste pleť zbavili aj tých posledných nečistôt, ktoré sa na pleti ešte môžu nachádzať. V druhom kroku nepoužívate žehličku na pleť.

Po takto dôkladne odličenej pleti môžete začať s ošetrením vašou obľúbenou žehličkou na pleť.

Popis

EMS (ELEKTRICKÁ STIMULÁCIA SVALOV) - EMS aktivuje bunky na pokožke a v pokožke, stimuluje tvorbu kolagénu a zlepšuje elasticitu pleti, zjemňuje vrásky a zanecháva pokožku hebkú a zdravú.

MEZOPORÁCIA - Pôvod mezoporácie pochádza z kombinácie mezoterapie a elektroporácie. Mezoterapia je systém, v ktorom mikroihičky jemne stimulujú pokožku, aby sa dodali výživné látky čo najefektívnejšie do hlbších vrstiev kože.

Elektroporácia je neinvazívne elektrické ošetrenie, ktoré umožňuje dodanie výživných látok do hlbších vrstiev kože bez použitia ihliel.

Mezoporácia pôsobí tak, že narušia povrch kože a spôsobuje narušenie buniek, čím sa vytvoria medzipóry, cez ktoré dochádza k transportu výživných látok do hlbších vrstiev kože. Zároveň narušením povrchu kože telo začína produkovať nový kolagén na tvorbu nových zdravých kožných buniek.

ELEKTROPORÁCIA - Elektroporácia je prostriedok, ktorý umožňuje hlbšie vstrebanie kolagénu a kyseliny hyalurónovej do kože bez použitia ihliel.

RÁDIOFREKVENCIA RF - RF využíva prirodzenú odolnosť tkaniva v rôznych vrstvách pokožky, aby transformovala RF energiu na tepelnú energiu. RF je vhodná pre všetky typy pleti a umožňuje hlbší prienik do pokožky, čo zvyšuje produkciu kolagénu.

LED - je obľúbená technológia, ktorá pomocou svetelných diód stimuluje produkciu kolagénu a pomáha odstraňovať kozmetické problémy ako akné.

LED energia sa dostáva do hlbších vrstiev kože, čo pomáha minimalizovať jemné vrásky, pomáha odstraňovať poškodenia spôsobené slnkom, začervenanie, strie atď.

Operačné inštrukcie

1. Nabíjanie: Nabíjajte prístroj 3 hodiny pre prvým použitím. Na nabíjanie vložte USB kábel do otvoru na zadnej strane stojana a druhú časť do nabíjačky na USB.
2. Vyčistite si pleť a naneste si na pleť vaše obľúbené sérum alebo gél, ktorý je vodivý (t.z. obsahuje vodu a žiadne mastné látky) napr. Devee Hyaluron gél superkoncentrát.
3. Zapnite prístroj, zasvieti červený LED indikátor a prístroj je na intenzite 1.
4. Nastavte úroveň intenzity podľa typu pleti a vašej osobnej skúsenosti. Pri prvej aplikácii vyskúšajte najnižšiu intenzitu a potom zvyšujte.
5. Nastavte intenzitu stláčaním Power tlačidla (tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja):
 - Stlačením 1x: intenzita 1
 - Stlačením 2x: intenzita 2
 - Stlačením 3x: intenzita 3
 - Stlačením 4x: intenzita 4
 - Stlačením 5x: intenzita 5
 - Stlačením 6x: prístroj sa vypne
6. Pohybujte prístrojom pomaly od spodnej časti po hornú časť, od nosa smerom k uchu z oboch strán. Hlavica prístroja sa musí po pokožke klízať. Pokožka môže pociťovať mierne teplo počas použitia, čo je normálne. Prístroj sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti.

Odporúčame použitie prístroja 3x do týždňa, jedna aplikácia by mala trvať 10 minút. Odporúča sa používať prístroj spolu s vašim obľúbeným pleťovým sérom alebo gélom, aby pokožka mala dodatočnú vlhkosť počas aplikácie. Gél alebo sérum po nanosení na pleť sa rýchlo vstrebávajú do suchej pleti a pomalšie do vlhšej pleti, preto môžete pleť navlhčiť vodou. Gél v kombinácii s vodou vytvorí šmyklavý povrch na pokožke a ošetrovanie pleti bude jednoduchšie a efektívnejšie. Po aplikácii použite pleťový krém.

Najlepšie skúsenosti máme s Devee Hyaluron gélom, alebo Devee Hyaluron sérom.

LED svetlo

MÓD 1: ČERVENÉ LED SVETLO

- Toto svetlo preniká najhlbšie.
- Toto svetlo je vhodné pri odstraňovaní vrások, je vhodné pri regenerácii kolagénu a zlepšuje elasticitu pleti.
- Stlačte tlačidlo LED 1x na zapnutie červeného svetla.

MÓD 2: ZELENÉ LED SVETLO

- Toto svetlo je ideálne na ošetrovanie tmavých škvŕn, farebných nerovností pleti a nadmernej pigmentácie.
- Stlačte tlačidlo LED 2x na zapnutie zeleného svetla.

MÓD 3: MODRÉ LED SVETLO

- Toto svetlo je ideálne pre mastnú pleť a pleť náchylnú na akné.
- Stlačte tlačidlo LED 3x na zapnutie modrého svetla.

MÓD 4: ŽLTÉ LED SVETLO

- Toto svetlo je ideálne na rozjasnenie pleti. Je ideálne pre pokožku s tmavými škvrnami.
- Stlačte tlačidlo LED 4x na zapnutie žltého svetla.

MÓD 5: RUŽOVÉ LED SVETLO

- Toto svetlo je ideálne na rozjasnenie a oživenie pleti.
- Stlačte tlačidlo LED 5x na zapnutie ružového svetla.

MÓD 6: RUŽOVÉ LED SVETLOV PULZNOM REŽIME

- Toto svetlo je ideálne na vnášanie kozmetických prípravkov do pokožky.
- Stlačte tlačidlo LED 6x na zapnutie blikajúceho ružového svetla.

DÔLEŽITÉ: Správne umiestnite prístroj tak, aby sa celou plochou dotýkal pokožky.

Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na:
www.hyaluron.sk/video

Importér:

Yalong Trade s.r.o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: +421 907 173 910

www.hyaluron.sk

www.hyaluron-kosmetika.cz



*Beauty[®]
Biowave*